

ケアスロープ 組み合わせ表

	CS-150				
CS-150	CSJ-300 TAIS 00093-000022	CS-175			
CS-175	CSJ-325 TAIS 00093-000023	CSJ-350W TAIS 00093-000044	CS-350		
CS-350	CSJ-350 TAIS 00093-000024	CSJ-375 TAIS 00093-000045	CSJ-400 TAIS 00093-000048	CS-240C	
CS-240C	CSJ-390 TAIS 00093-000025	CSJ-415 TAIS 00093-000046	CSJ-440 TAIS 00093-000049	CSJ-480 TAIS 00093-000051	CS-285C
CS-285C	CSJ-435 TAIS 00093-000043	CSJ-460 TAIS 00093-000047	CSJ-485 TAIS 00093-000050	CSJ-525 TAIS 00093-000052	CSJ-570 TAIS 00093-000053

* CJ150～CJ-285Cまで、どのスロープを上端部・下端部に
組み合わせても品番は変わりません。

* 設置に必要な全長スペースは下記の長さが必要です。

上段スロープ長+ジョイント台連結間長+13cm+
下段スロープ長+下段乗入れ時操作スペース